

AIRLESS SALDATO

Ø32 M17

Ø32 - Airless



15 ml



20 ml



30 ml



40 ml



50 ml

ZOOM SUL PRODOTTO

È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscoso

Possibilità di ridurre o eliminare conservanti

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 to 75000 centipoise

Con **EROGATORE** Esthetico o DNA



DNA




Esthetico

Dose di erogazione disponibile:

DNA: 150 µl o 250 µl

Esthetico: 130 µl o 230 µl

L'imballo si compone di 2 parti (flacone, e gruppo pompa con tappo liscio o satinato assemblata)



Con **EROGATORE** NEA



Essential




Premium



Elite

Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore e tappo liscio o satinato)



DECORAZIONE

Serigrafia

Offset

Stampa a caldo

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 AIRLESS

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

- PP / PE
- MATERIALE RICICLATO