

ARIANE

PACK APPLICATEUR : 2 FORMULATIONS A MELANGER



- PP / PE / ELASTOMER

Ø20 - Ariane Applicateur




15 ml
H : 162 mm

ZOOM SUR LE PRODUIT

Un système qui permet de gagner en durée de vie et de donner le sentiment au consommateur de prendre part au processus ultime

Packaging livré en 3 pièces (un flacon avec son applicateur, un réservoir et un clapet de fermeture)

Distribution de produit avec une viscosité de 1 à 3000 centipoises



Le pack ariane permet d'activer deux formulations au moment de l'utilisation :

- 1 DETACHER la languette d'inviolabilité
- 2 PERCUTER le réservoir afin de libérer le produit actif : poudre ou liquide
- 3 MELANGER
- 4 APPLIQUER le produit final par pression sur la capot



DÉCORATION

Sérigraphie
Offset

Marquage à chaud

Vous pouvez créer votre propre décor sans limite technique.

Ø20 ARIANE APPLICATEUR

DISTRIBUTION : Liquide, Poudre, Serum, Crème